

Diagrama de secuencia de las diferentes pantallas de la aplicación:

## Pantalla Inicial:

### Inicio

Nombre del Paciente

Aplicación a ejecutar

 [www.iplotz.com](http://www.iplotz.com)

Al pulsar cualquiera de los dos botones se lanza la pantalla de Configuración.

## Pantalla Configuración:

### Configuración

Numero de Sesiones a realizar

Duración de cada Sesión (minutos)

Numero de Repeticiones

Tiempo de descanso entre sesiones


 [www.iplotz.com](http://www.iplotz.com)

Si se pulsa "Volver" se regresa a la pantalla de Inicio

Si se pulsa "Aceptar" se carga la pantalla del juego que se haya elegido anteriormente

Pantalla SableLaser:

8




 [www.iplotz.com](http://www.iplotz.com)

Una vez se acaba el juego se carga la pantalla de estadísticas.

**Pantalla WhackAMole:**

5




 [www.iplotz.com](http://www.iplotz.com)

Una vez se acaba el juego se carga la pantalla de estadísticas.

## Pantalla Estadísticas:

### Estadísticas

Tiempo Jugado	30 minutos
Aciertos	3
Aciertos Arriba	1
Aciertos Abajo	2
Aciertos Derecha	1
Aciertos Centro	2
Aciertos Izquierda	0



Si se pulsa "Aceptar" se vuelve a la pantalla Inicial.